

BAMBA SKINCARE IPL GUN

Kullanım Kılavuzu

IPL Teknoloji	10°C Soğutma	10 dk Otomatik Kapanma	IIa Sınıf
-------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------



Medikal Sınıf • Ev Tipi Kullanım • Cooling Function

01 GÜVENLİK TALİMATLARI

⚠ Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve saklayın.

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihaz yalnızca birlikte verilen TAP60-120S500E1 adaptörü ile kullanılmalıdır.
- Cihazı kuru tutun; banyoda kullanım sonrası fişini mutlaka prizden çekin.
- Güç kablosunda veya UV filtre/işık çıkış penceresinde hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Işığa doğrudan bakmayın; kullanım sırasında koruyucu gözlük takın.
- Cihazı sökmeye, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın.
- Hava girişlerini kapatmayın; cihazı suya veya sıvılara batırmayın.
- Cihaz çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler kullanmamalıdır. Çocukların erişiminden uzak tutun.

02 KONTRENDİKASYONLAR VE ÖNLEMLER

i Açık ten ve koyu kıl yapısında en iyi sonuç alınır. Düzenli kullanım gereklidir.

- Cihaz, yoğun atımlı ışık (IPL) teknolojisi kullanır.
- Koltuk altı, bikini bölgesi, bacak ve kol bölgelerinde kullanım için uygundur.
- IPL teknolojisi yalnızca aktif büyüme evresindeki kıllarda etkilidir.
- Tüm kılların aynı anda büyüme evresinde olmaması nedeniyle düzenli kullanım gereklidir.
- Cihaz göz koruma sistemi ile donatılmıştır; koruyucu gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Işık penceresi cilt ile tam temas etmeden flaş çalışmaz.
- Cooling Function özelliği sayesinde cihaz 10°C seviyesine kadar soğutma sağlayabilir.
- 10 dakika kullanılmadığında cihaz otomatik olarak kapanır.

03 PARÇALAR VE BİLEŞENLER

#	Parça / Bileşen	Açıklama
1	IPL Epilasyon Cihazı	Ana gövde
2	Işık Çıkış Penceresi	Flaş uygulama noktası

3	UV Filtre	Göz koruma
4	Soğutma Sistemi	Cooling Function - 10°C
5	Açma/Kapatma Düğmesi	Güç kontrolü
6	Enerji Seviyesi Göstergesi	Seviye seçimi
7	Adaptör Bağlantı Noktası	TAP60-120S500E1 için
8	Güç Adaptörü	TAP60-120S500E1
9	Koruyucu Gözlük	Göz güvenliği için

04 İLK KULLANIM ÖNCESİ

- Ürünü kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün.
- Cihazı ilk kullanımdan önce kontrol edin; hasar varsa kullanmayın.
- Cilt bölgesinin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Kullanım öncesi kılları tıraş edin (epilasyon değil, tıraş).
- Cihazı prize bağlayın (TAP60-120S500E1 adaptörü ile).
- Enerji seviyesini cilt tipinize uygun şekilde seçin.

05 KULLANIM

Cihazın Kullanımı

- Cihazı açın ve uygun enerji seviyesini seçin.
- Işık çıkış penceresini cilde tam temas edecek şekilde yerleştirin.
- Flaş düğmesine basın ve işlem yapılacak bölge boyunca cihazı hareket ettirin.

Kullanım Bölgeleri

- Koltuk altı
- Bikini bölgesi
- Bacaklar
- Kollar

Cooling Function

i Soğutma sistemi kullanım sırasında cildi korur, ağrı ve ısı hissini azaltır, daha konforlu kullanım sağlar.

Otomatik Kapanma

10 dakika işlem yapılmadığında cihaz otomatik olarak kapanır. Enerji tasarrufu sağlar.

06 TEMİZLİK VE BAKIM

⚠ Temizlik öncesi cihazın fişini çekin. Suya batırmayın.

- Işık çıkış penceresini kuru ve yumuşak bez ile temizleyin.
- Kimyasal veya aşındırıcı temizleyici kullanmayın.
- Cihazı suya batırmayın.
- Kullanım sonrası cihazı kuru ve serin ortamda saklayın.

07 SORUN GİDERME

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Flaş çalışmıyor	Cilt teması yok	Cihazı cilde tam temas ettirin
Cihaz açılmıyor	Adaptör bağlı değil	Güç bağlantısını kontrol edin
Aşırı ısınma	Uzun süre kullanım	Cihazın soğumasını bekleyin
Işık zayıf	Enerji seviyesi düşük	Enerji seviyesini artırın

08 TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Bamba Skincare IPL Gun
Teknoloji	IPL — Yoğun Atımlı Işık
Lamba Tipi	Quartz lamba sistemi
Soğutma	Cooling Function (10°C'ye kadar)
Otomatik Kapanma	10 dakika hareketsizlikte
Cihaz Sınıfı	Medikal Sınıf IIa
Güç Adaptörü	TAP60-120S500E1

09 ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine (WEEE) uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

10 GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Ürün, satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- Hatalı kullanım veya kullanım kılavuzuna aykırı işlem
- Darbe, düşme veya sıvı teması kaynaklı hasar
- Yetkisiz müdahale veya onarım girişimi
- Normal kullanım kaynaklı aşınma ve yıpranmalar

i Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

11 TELİF HAKKI

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.