

BAMBA

FaceCare LightSonic

KULLANIM KILAVUZU

Model: 04450



Kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Pil Güvenlik Talimatları
3. Uyarılar
4. Parçalar ve Bileşenler
5. İlk Kullanım Öncesi
6. Kullanım
7. Modlar
8. Pil Durumu
9. Temizlik ve Bakım
10. Teknik Özellikler
11. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü
12. Garanti ve Teknik Servis

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Uyarı

Bu cihaz elektrikli bir ürün olup yanlış kullanım yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya yol açabilir.

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bar, restoran, çiftlik, otel, motel veya ofis gibi ticari alanlarda kullanım için uygun değildir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar cihazı yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve ambalaj malzemelerini çocukların ve gözetimsiz hayvanların erişemeyeceği yerde tutun.
- Cihaz yalnızca üzerinde belirtilen düşük güvenlik voltajı ile kullanılmalıdır.
- Cihazda görünür hasar varsa kullanmayın.
- Arıza durumunda Cecotec teknik servisi ile iletişime geçin.
- Ürünü açmaya, sökmeye veya kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamir edilebilecek parça bulunmamaktadır.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Ürünü dış mekânda kullanmayın.
- Cihazı aşırı sıcaklık, nem veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Cecotec, ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
- Cihazı su ve diğer sıvılardan uzak tutun.
- Ani sıcaklık değişimleri yoğuşmaya neden olabilir. Bu durumda cihazın oda sıcaklığına dönmesini bekleyin.
- Aşındırıcı veya kimyasal temizlik ürünleri kullanmayın.
- Cihazın ısıtılmalı yüzeyi bulunmaktadır. Isıya duyarlı kişiler dikkatli kullanılmalıdır.

2. Pil Güvenlik Talimatları

Önemli

Bu cihaz, kullanıcı tarafından değiştirilemeyen lityum iyon pil içerir. Pile zarar vermek yanma veya patlama riski oluşturabilir.

- Bu cihaz değiştirilemeyen pil içerir.

- Cihaz lityum iyon pil ile çalışır.
- Pili yakmayın veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Patlama riski vardır.
- Aşırı koşullarda pil sızıntısı oluşabilir.
- Pil sıvısına temas etmeyin.
- Cilt ile temas halinde sabunlu su ile yıkayın.
- Göz ile temas halinde en az 10 dakika bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Pili tutarken eldiven kullanın.
- Pili ataç, bozuk para, anahtar, vida veya çivi gibi metal nesnelere temas ettirmeyin.
- Yeni pil ilk kullanım öncesinde tamamen şarj edilmelidir.
- Uzun süre kullanılmayacaksa pilin tam dolu olması önerilir.
- Pil ve bataryaları çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Pil yutulması ciddi yanık, doku hasarı ve ölüme neden olabilir.
- Pil yutulması durumunda derhal sağlık kuruluşuna başvurun.

3. Uyarılar

⚠ Dikkat

Aşağıdaki durumlardan en az birinde cihazı kullanmayın veya kullanmadan önce doktorunuza danışın.

- Işığa karşı hassasiyetiniz varsa cihazı kullanmayın.
- Ciltte ışık hassasiyeti oluşturan ilaçlar kullanıyorsanız cihazı kullanmayın.
- Göz, kulak çevresi ve diğer hassas bölgelerde kullanmayın.
- Çatlamış cilt, egzama veya tümörlü bölgelerde kullanmayın.
- Küpe, kolye, bileklik gibi tüm metal aksesuarları çıkarmadan cihazı kullanmayın.
- Cihazı şarj olurken kullanmayın.
- Cihazı aynı bölgede 10 saniyeden uzun süre tutmayın.
- Cihaz suya dayanıklı değildir. İç kısmına sıvı girmesine izin vermeyin.
- Kullanım sırasında yoğunluğu rahat hissedilen seviyede tutun.
- Hamileyseniz kullanmadan önce doktorunuza danışın.

4. Parçalar ve Bileşenler

- Başlık
- LED ışık halkası
- Sabitleme halkası
- Pil simgesi
- Yoğunluk simgesi
- Mod simgeleri
- LCD ekran

- Açma/Kapatma / Mod deęiřtirme düęmesi
- Yoęunluk ayar düęmesi
- İyon indüksiyon bölgesi
- řarj giriři

5. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
- İlk kullanımdan önce pilin tamamen řarj edildiğinden emin olun.

6. Kullanım

Cihazın řarj Edilmesi

1. İlk kullanımdan önce veya uzun süre kullanılmadıysa cihazı tamamen řarj edin.
2. Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
3. řarj kablosunu ürüne bağlayın.
4. Daha sonra uygun güç adaptörüne bağlayın.

Pamuk Pedin Yerleřtirilmesi (DEEP CLEAN Modu İçin)

5. Sabitleme halkasını dikkatlice çıkarın.
6. İnce pamuk pedi başlık üzerine yerleřtirin.
7. Sabitleme halkasını tekrar yerine takın.
8. İsterseniz pedi temizleme losyonu ile hafif nemlendirebilirsiniz.

⚠ Uyarı

Krem veya jel yapılı losyon kullanmayın.

Not

Kalın pamuk ped kullanılması cihazın ısı etkisini azaltabilir.

Cihazın Açılması ve Kullanımı

9. Açma/Kapatma düęmesine 2 saniye basılı tutun.
10. LCD ekran açılacaktır.
11. Mod deęiřtirme düęmesine basarak istediğiniz modu seçin.
12. Yoęunluk ayar düęmesi ile 1 ila 5 arasında yoęunluk seçin.
13. İlk kullanımda düşük yoęunluk önerilir.
14. Rahatsızlık hissederseniz yoęunluğu azaltın.

İyon İndüksiyon Sistemi

- Cihaz gövdesini avuç içiniz iyon bölgesine temas edecek şekilde tutun.
- Bu temas sonik titreşimi aktive eder.

Önemli

Eliniz iyon bölgesine temas etmezse sonik titreşim, ısı ve EMS dalgaları aktif olmaz.

Kullanım Şekli

- Başlığı yüzünüze yerleştirin.
- İşlem yapılacak bölge üzerinde hareket ettirin.
- Aynı bölgede 10 saniyeden fazla tutmayın.

Hareket Şekilleri

- DEEP CLEAN ve FULLY ABSORB Modları: dairesel hareketlerle kullanın.
- MOISTURE Modu: içten dışa doğru hareket ettirin.

Kullanım Sonrası

- Açma/Kapatma düğmesine basılı tutarak cihazı kapatın.
- Cihaz 5 dakika kullanılmazsa otomatik kapanır.
- Son kullanılan mod ve yoğunluk hafızada saklanır.
- Losyon kullanıldıysa yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

⚠ Uyarı

Cihaz suya dayanıklı değildir. Her kullanım sonrası losyon kalıntılarını temizleyin.

7. Modlar

Cihaz üç farklı modda çalışır. Aşağıdaki tabloda her bir modun özellikleri ve kullanım amacı özetlenmiştir.

Mod	Özellikleri	Kullanım Amacı
DEEP CLEAN	Pozitif iyon iletimi, sonik titreşim, hafif ısı	Derin temizlik ve gözenek küçültme
FULLY ABSORB	Negatif iyon iletimi, sonik titreşim, kırmızı LED ışık, hafif ısı	Cilt gençleştirme; cilt tonu ve dokusunu iyileştirme
MOISTURE	EMS dalgaları, sonik titreşim, mavi LED ışık, hafif ısı	Nemlendirme, cilt sıkılaştırma, küçük kırışıklıkları azaltma

DEEP CLEAN

Pozitif iyon iletimi, sonik titreşim ve hafif ısı özelliklerini birleştirir.

Kullanım Amacı

- Derin temizlik
- Gözenek küçültme

FULLY ABSORB

Negatif iyon iletimi, sonik titreşim, kırmızı LED ışık ve hafif ısı özelliklerini birleştirir.

Kullanım Amacı

- Cilt gençleştirme
- Cilt tonu ve dokusunu iyileştirme

Kullanım Öncesi

- Yüze losyon veya serum uygulanabilir.

MOISTURE

EMS dalgaları, sonik titreşim, mavi LED ışık ve hafif ısı özelliklerini birleştirir.

Kullanım Amacı

- Nemlendirme
- Cilt sıkılaştırma
- Küçük kırışıklıkları azaltma

Kullanım Öncesi

- Maske veya krem uygulanabilir.

Not

EMS dalgaları nedeniyle hafif karıncalanma hissi normaldir.

8. Pil Durumu

- Pil seviyesi düştüğünde pil simgesi LCD ekranda yanıp söner.
- Birkaç dakika sonra cihaz otomatik kapanır.
- Şarj sırasında cihaz çalışmaz.

Pil Koruması

Uzun süre kullanılmıyacaksa cihazı her 3 ayda bir şarj edin.

9. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazı kapatın.
- Her kullanım sonrası yumuşak bez ile temizleyin.
- Losyon veya krem kalıntılarını temizleyin.
- Cihazı tamamen kurutun.
- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Aşındırıcı sünger veya kimyasal temizleyici kullanmayın.
- Uzun süre kullanılmayacaksa orijinal kutusunda saklayın.

10. Teknik Özellikler

Ürün Kodu	04450
Model	Bamba FaceCare LightSonic
Giriş	5 V = 0.8 A
Pil	Lityum iyon, 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh
Maksimum Güç	2.5 W
Çalışma Sıcaklığı	45 °C
Bekleme Akımı	< 70 mA
Çalışma Akımı	≤ 683 mA
Kırmızı Işık Dalga Boyu	≈ 625 nm
Mavi Işık Dalga Boyu	≈ 450 nm
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

11. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

12. Garanti ve Teknik Servis

Ürün teslim tarihinde geçerli mevzuat kapsamında garanti altındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale

- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.