

FACECARE FACE & NECK PRO

Kullanım Kılavuzu

Yüz ve Boyun Bakım Cihazı



Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
 - 1.1 Genel Güvenlik
 - 1.2 Çevresel Koşullar
 - 1.3 LED Işık Güvenliği
2. Pil Güvenlik Talimatları

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

1.1 Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bar, restoran, otel, motel, çiftlik veya ofis gibi ticari alanlarda kullanım için uygun değildir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar cihazı yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve ambalaj malzemelerini çocukların ve gözetimsiz hayvanların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Cihazda görünür hasar varsa kullanmayın.
- Arıza veya bozulma durumunda Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçin.
- Ürünü açmaya, sökmeye veya kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Cihazın içinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır.
- Cecotec, ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

1.2 Çevresel Koşullar

- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Ürünü dış mekânda kullanmayın.
- Cihazı aşırı sıcaklık, nem, sıvı veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Cihazı su ve diğer sıvılardan uzak tutun.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya kimyasal temizlik ürünleri kullanmayın.

Not: Ani sıcaklık değışiklikleri yoğuşmaya neden olabilir. Böyle bir durumda cihazın oda sıcaklığına dönmesini bekleyin.

1.3 LED Işık Güvenliğı

Bu cihaz LED ışık kaynağı içerir.

Uyarı: Cihazın LED ışığına doğrudan bakmayın. Göz hasarına neden olabilir.

2. Pil Güvenlik Talimatları

Pil Hakkında

- Bu cihaz deęiřtirilemeyen bir pil içerir.
- Cihaz lityum iyon pil ile çalıřır.
- řarj edilemeyen piller tekrar řarj edilmemelidir.
- Kullanılmadıęı uzun dönemlerde pilin tam řarjlı olması önerilir.

Pil ile İlgili Riskler

- Pili yakmayın veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Patlama riski vardır.
- Pilleri ataç, bozuk para, anahtar, vida veya çivi gibi metal nesnelere temas ettirmeyin.
- Güç terminalleri kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Ařırı kořullarda pil sızıntısı oluşabilir.

Pil Sızıntısı Durumunda

- Pil sıvısına temas etmeyin.
- Sıvı ciltle temas ederse sabun ve suyla yıkayın.
- Gözle temas halinde en az 10 dakika temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Pil ile işlem yaparken eldiven kullanılması önerilir.

Saklama ve Bertaraf

- Pilleri çocukların ve hayvanların erişemeyeceęi yerde saklayın.
- Ürün bertaraf edilmeden önce pil çıkarılmalıdır.
- Pil çıkarılırken cihazın güç baęlantısı kesilmiş olmalıdır.

TEHLİKE: Pil yutulması ciddi yanık, doku hasarı ve ölüme neden olabilir. Pil yutulması durumunda derhal saęlık kuruluşuna başvurun.

Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileęiyle.

© Cecotec — FaceCare Face & Neck Pro